

PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

Model: Jazzy Select 6


Document Informatie: INFINF3065/Rev B/May 2020

Klas van Gebruik	A
Maximal draaggewicht	136 kg (300 lbs.)
Max. snelheid ¹	Tot 6,4 km/h (4 mph)
Bodemvrijheid ²	45 mm (1,75 in.) bij transaxle
Draaicirkel ²	546 mm (21,5 in.)
Totale afmeting ^{2, 6}	Lengte: 1067 mm (42 in.) met voetsteunen 902 mm (35,5 in.) zonder voetsteunen Breedte: 597 mm (23,5 in.)
Aandrijfwielen	254 mm (10 in.), massief, banden
Zwenkwielen	152 mm (6 in.), massief, voorop en achterop gemonteerd
Vering	Active-Trac met Mid-Wheel 6-technologie
Bereik ^{1, 4}	Tot 21 km (13 miles)
Gewicht per eenheid ⁵	Basis: 45,4 kg (100 lbs.) Accu's: 10,4 kg (23 lbs.) per stuk
Aandrijving	Met twee motoren, mid-wheel-6 drive
Remsysteem	"Intelligent remsysteem" elektronisch aangedreven, schijf parkeerrem
Accu's ³	Twee 12 volt, gesloten loodzuur, niet-lekbaar, diepe cyclus U-1: 35 Ah
Acculader	3,5A, externe lader
Vrijloop operational kracht	Minder dan 60 N
Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minder dan 5 N
Maximaal toelaatbare helling	10,5% (6°)
Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Aflopend)	55 mm (2,25 in.)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 65 dB

- ¹ Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.
- ² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ or -) 3%.
- ³ AGM, Gel-Cell of hybride gel-type (Hybride gel wordt gedefinieerd als Nano Silicagel elektrolyt met scheidingslagen van hoge kwaliteit glasmat) vereist. Zie III. "Accu's en het laden."
- ⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op accu specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
- ⁵ Gewicht van de accu kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.
- ⁶ De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.

LET OP: Dit product is conform aan alle geldende ANSI-RESNA testvereisten en aan ISO 7176 serie EN12184 vereisten. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.





DRAAICIRKEL

