

Klas van Gebruik	A
Maximal draaggewicht	91 kg (200 lbs.)
Max. snelheid <sup>1</sup>	Tot 5,8 km/h (3,6 mph)
Bodemvrijheid <sup>2</sup>	42 mm (1,6 in.) op anti-tip beugels 45 mm (1,9 in.) op midden koetswerk
Draaicirkel <sup>2</sup>	645 mm (25,45 in.) met voetplatform
Totale afmeting <sup>2, 6</sup>	Lengte: 838 mm (33,09 in.) met tuigage vooran Breedte: 574 mm (22,6 in.)
Aandrijfwielen	9 in. (229 mm), solide
Zwenkwielen	6 in. (152 mm), solide
Anti-tip wielen	3 in. (76 mm), solide
Vering	Beperkt
Bereik <sup>1, 4</sup>	Tot 22,21 km (13,8 miles)
Gewicht per eenheid <sup>2, 5</sup>	Voorstuk: 30,4 kg (67 lbs.) Stoel: 22 kg (48,5 lbs.) Accus: 18 Ah: 14,06 kg (31 lbs.) (accubak)
Aandrijving	Met twee motoren, achterwiel
Remsysteem	“Intelligent remsysteem” elektronisch aangedreven, schijf parkeerrem
Accu's <sup>3</sup>	Twee 12 volt, diepe cyclus: 18 Ah (standaard)
Batterij lader	3,5-amp, weg van rolstoel
Vrijloop operational kracht	Minder dan 60 N
Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minder dan 5 N
Maximaal toegestane helling	10,5% (6°)
Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Aflopend)	40 mm (1,57 in.)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 65 dB

- <sup>1</sup> Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.
- <sup>2</sup> Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ or -) 3%.
- <sup>3</sup> AGM- of gelcetype vereist. Zie “Batterijen en opladen”.
- <sup>4</sup> Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
- <sup>5</sup> Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.
- <sup>6</sup> De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.


**LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.**







# KOZMO / KOZMO PORTABLE

## PRODUCT SPECIFICATIES BLAD



### DRAAICIRKEL



Rev D/November 2018

