

# PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

Model: Jazzy Select® 6 2.0

Document Informatie: INFINF3957/Rev A/August 2018

Klas van Gebruik	B
Maximaal draaggewicht	136 kg (300 lbs.)
Max. snelheid <sup>1</sup>	Tot 6,9 km/h (4,3 mph)
Bodemvrijheid <sup>2</sup>	45 mm (1,77 in.) bij de motorbeugel
Draaicirkel <sup>2</sup>	603 mm (23,76 in.)
Totale afmeting <sup>2, 6</sup>	Lengte: 1099 mm (43,27 in.) Breedte: 591 mm (23,27 in.)
Aandrijfwielen	254 mm (10 in.), non-laten leeglopen
Zwenkwielen	152 mm (6 in.), non-laten leeglopen
Vering	Active-Trac® met Mid Wheel 6-technologie
Bereik <sup>1, 4</sup>	Tot 31 km (19 miles)
Gewicht per eenheid <sup>5</sup>	Volledig gemonteerd (zonder batterijen): 77 kg (170 lbs.) Batterijen: 11,5 kg (25,4 lbs.) elk
Aandrijving	Met twee motoren, mid-wheel-6® drive
Remsysteem	“Intelligent remsysteem” elektronisch aangedreven schijf parkeerrem
Batterij <sup>3</sup>	Twee 12 V, diep laad, U-1
Batterij lader	3,5 amp, weg van rolstoel
Vrijloop operational kracht	Minder dan 60 N
Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minder dan 5 N
Maximaal toegestane helling	10,5% (6°)
Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Aflopend)	50 mm (2 in.)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 65 dB

<sup>1</sup> Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.

<sup>2</sup> Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ or -) 3%.

<sup>3</sup> AGM- of gelcetype vereist. Zie “Batterijen en opladen”.

<sup>4</sup> Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijf lijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

<sup>5</sup> Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.

<sup>6</sup> De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.

**LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.**



