

PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

Model: Jazzy Select® 6 2.0

Document Informatie: INFINF3957/Rev C/January 2020

Klas van Gebruik	B
Maximaal draaggewicht	136 kg (300 lbs.)
Max. snelheid ¹	Tot 6,9 km/h (4,3 mph)
Bodemvrijheid ²	45 mm (1,75 in.) bij de motorbeugel
Draaicirkel ²	604 mm (23,75 in.)
Totale afmeting ^{2, 6}	Lengte: 1099 mm (43,25 in.) Breedte: 591 mm (23.25 in.)
Aandrijfwielen	254 mm (10 in.), non-laten leeglopen
Zwenkwielen	152 mm (6 in.), non-laten leeglopen
Vering	Active-Trac® met Mid Wheel 6-technologie
Bereik ^{1, 4}	Tot 31 km (19,2 miles)
Gewicht per eenheid ⁵	Volledig gemonteerd (zonder batterijen): 76,75 kg (169,5 lbs.) Batterijen: 11,5 kg (25,5 lbs.) elk
Aandrijving	Met twee motoren, mid-wheel-6® drive
Remsysteem	“Intelligent remsysteem” elektronisch aangedreven schijf parkeerrem
Batterij ³	Twee 12 volt, gesloten loodzuur, niet-lekbaar, diepe cyclus, U-1
Batterij lader	3,5 amp, weg van rolstoel
Vrijloop operational kracht	Minder dan 60 N
Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minder dan 5 N
Maximaal toegestane helling	10,5% (6°)
Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Aflopend)	50 mm (2 in.)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 65 dB

¹ Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.

² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ or -) 3%.

³ AGM, Gel-Cell of hybride gel-type (Hybride gel wordt gedefinieerd als Nano Silicagel elektrolyt met scheidingslagen van hoge kwaliteit glasmat) vereist. Zie III. “Accu’s en het laden.”

⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

⁵ Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.

⁶ De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.

LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.



