

Classe di utilizzo	A
Capacità di carico	91 kg
Velocità massima ¹	Fino 5,8 km/h
Altezza da terra ²	42 mm al staffa antiribaltamento 45 mm al motore
Raggio di sterzata ²	645 mm
Dimensioni generali ^{2, 6}	Lunghezza: 838 mm con poggiatesta Larghezza: 574 mm
Ruote motrici	229 mm, piene
Ruote direzionali	152 mm, piene
Ruota antiribaltamento	76 mm, piene
Sospensione	Limitato
Autonomia ^{1, 4}	Fino a 22,21 km
Peso singoli componenti ^{2, 5}	Base: 30,4 kg Sedile: 22 kg Batterie: 18 Ah: 14,06 kg (contenitore di batteria)
Trazione	Doppio motore, posteriore
Freni	“Frenata intelligente” elettronica rigenerativa, freno di stazionamento a disco
Batterie ³	Due 12 volt, a ciclo continuo: 18 Ah (standard)
Caricabatteria	3,5 amp, esterno in dotazione
Ruota libera forza operativa	Meno di 60 N
Fuerza de operación del controllo di guida	Meno di 5 N
Pendenza massima stimata	6° (10,5%)
Max dislivello superabile (Ascendente/Discendente)	40 mm
Livello sonoro misurato	Meno di 65 dB

¹ Variabile a seconda del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura delle batterie, e delle condizioni dei pneumatici. Questa specifica può essere soggetta ad uno scostamento di +10%, -5%.

² A causa delle tolleranze costruttive e del continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta ad una variazione pari a (+/-) 3%.

³ Richieste batterie di tipo AGM o al GEL. Vedere “Batterie e carica”.

⁴ Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA WC Vol. 2, punto 4 e le norme ISO 7176-4. I risultati sono ottenuti da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di guida. I test sono stati condotti con la massima portata.

⁵ Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

⁶ Le dimensioni elencate si riferiscono alle sole basi elettroniche. Le misure generali sono soggette a variazioni a seconda del tipo di seduta e di optional scelti.

NOTA: Il prodotto è conforme ai requisiti ANSI-RESNA ed agli standard ISO 7176 serie. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



