

Q6 Edge³

FOGLIO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Classe di utilizzo	B
Portata massima	136 kg
Velocità massima ¹	Fino a 9,6 km/h Fino a 7,24 km/h con iLevel®
Altezza da terra ²	69 mm dal vano batteria
Raggio di sterzata ²	521 mm
Ingombro totale ^{2, 6}	Lunghezza: 820 mm con poggiatesta Larghezza: 622 mm 735 mm con i braccioli
Ruota motrice	356 mm, pneumatico e solido disponibile
Ruota direzionali	153 mm
Sospensioni	SRS (Smooth Ride Suspension)
Autonomia ^{1, 4}	Fino a 27.6 km
Peso totale batterie escluse ⁵	La base: 63 kg Batterie: 17,24 kg ciascuno
Trazione	Due motori, trazione centrale 6® route
Freni	"Frenata intelligente" elettronica rigenerativa, freno di stazionamento a disco
Batterie ³	Due batterie 12-volt, NF-22 a ciclo continuo
Caricabatterie	8-amp, esterno
Ruota libera forza operativa	Meno di 60 N
Forza operativa del controllo di guida	Meno di 5 N
Pendenza massima stimata	13,2% (7.5°)
Max. dislivello superabile (ascendente/discendente)	90 mm
Livello sonoro misurato	Meno di 65 dB

¹ Variabile a seconda del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura delle batterie, e delle condizioni dei pneumatici. Questa specifica può essere soggetta ad uno scostamento di +10%, -5%.

² A causa delle tolleranze costruttive e del continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta ad una variazione pari a (+/-) 3%.

³ Richieste batterie di tipo AGM o al GEL. Vedere "Batterie e carica".

⁴ Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA WC Vol. 2, punto 4 e le norme ISO 7176-4. I risultati sono ottenuti da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di guida. I test sono stati condotti con la massima portata.

⁵ Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

⁶ Le dimensioni elencate si riferiscono alle sole basi elettroniche. Le misure generali sono soggette a variazioni a seconda del tipo di seduta e di optional scelti.



NOTA: Il prodotto è conforme ai requisiti ANSI-RESNA ed agli standard ISO 7176 serie. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Rev A/April 2018




Q6 Edge³

FOGLIO DELLE SPECIFICHE TECNICHE



RAGGIO DI STERZATA



Rev A/April 2018

