

Q6 Edge 3 STRETTO

FOGLIO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Classe di utilizzo	B
Portata massima	136 kg
Velocità massima ¹	Fino a 10 km/h Fino a 7,24 km/h con iLevel®
Altezza da terra ²	74 mm
Raggio di sterzata ²	533 mm
Ingombro totale ^{2, 6}	Lunghezza: 826 mm senza le pedane Larghezza: 552 mm con ruote da 14" 530 mm con ruote da 12,5"
Ruote motrici	356 mm, pneumatiche 318 mm, pneumatiche
Ruote direzionali	Anteriori: 127 mm, piene Posteriori: 152 mm, piene
Sospensioni	SRS (Smooth Ride Suspension)
Autonomia ^{1, 4}	Fino a 25,6 km batterie da 40Ah Fino a 32,7 km batterie da 50Ah
Peso totale batterie escluse ⁵	La base: 57,25 kg Batterie: 14 kg cad. per 40 Ah; 18 kg cad. per 50 Ah
Trazione	Due motori, trazione centrale 6® ruote
Freni	"Frenata intelligente" elettronica rigenerativa, freno di stazionamento a disco
Batterie ³	Due 12 volt, sigillato acido-piombo, a ciclo profondo Formato: 40 Ah o 50 Ah
Caricabatterie	8-amp, esterno
Forza operativa ruote libere	Meno di 60 N
Forza operativa del controllo di guida	Meno di 5 N
Pendenza massima stimata	13,2% (7,5°)
Max. dislivello superabile (ascendente/discendente)	90 mm
Livello sonoro misurato	Meno di 65 dB

¹ Variabile a seconda al modello base, del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura delle batterie, e delle condizioni dei pneumatici. Questa specifica può essere soggetta ad uno scostamento di +10%, -5%.

² A causa delle tolleranze costruttive e del continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta ad una variazione pari a (+/-) 3%.

³ È richiesto AGM, gel-cella o gel ibrido (gel ibrido è definito come elettrolita di gel di silice nano con separatori in vetro di alta qualità). Vedere "Batterie e carica".

⁴ Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA WC Vol. 2, punto 4 e le norme ISO 7176-4. I risultati sono ottenuti da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di guida. I test sono stati condotti con la massima portata.

⁵ Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

⁶ La dimensioni elencate si riferiscono alle sole basi elettroniche. Le misure generali sono soggette a variazioni a seconda del tipo di seduta e di optionals scelti.

NOTA: Il prodotto è conforme ai requisiti ANSI-RESNA ed agli standard ISO 7176 serie. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.




Rev B/January 2020




I N F I N F B 4 1 2 8

Q6 Edge 3 STRETTO

FOGLIO DELLE SPECIFICHE TECNICHE




RAGGIO DI STERZATA



LARGHEZZA (RUOTE 14")
552 mm

LARGHEZZA (RUOTE 12,5")
530 mm



Rev B/January 2020

