

PRODUKT SPECIFIKATIONER

Model: Elite Traveller (SC40E, SC44E)

Producent: Pride Mobility Products Europe B.V.

Internet Adresse: www.pridemobility.com

Dokument Information: INFINF2762/Rev A/October 2011

Model nr.	3-hjul: SC40E, 4-hjul:SC44E
Klasse	A
Maksimal stigningsevne	10,5% (6°)
Maksimal hældning	10,5% (6°)
Maksimal højde på forhindring	5 cm (2 in.)
Længde²	3-hjul: 94,6 cm (37,25 in.), 4-hjul: 100,33 cm (39,5 in.)
Bredde²	3-hjul og 4-hjul: 49,5 cm (19,5 in.)
Total vægt eksklusiv batterier ^{2, 5}	3-hjul: 34,2 kg (75,5 lbs.), 4-hjul: 36 kg (79,5 lbs.)
Tungeste del når adskilt (Forreste sektion)	3-hjul: 13,4 kg (29,5 lbs.), 4-hjul: 15,4 (34 lbs.)
Venderadius²	3-hjul: 83,8 cm (33 in.), 4-hjul: 112 cm (44,125 in.)
Hastighed (Maksimum)¹	6,8 km/h (4,2 mph)
Rækkevidde^{1, 4}	3-hjul: Op til 11,6 km (7,2 miles); 4-hjul: Op til 12,4 km (7,7 miles) med 12 Ah batterien 3-hjul: Op til 18,5 km (11,5 miles); 4-hjul: 19,73 km (12,3 miles) med 18 Ah batterien
Frihøjde²	6 cm (2,38 in.) på midten af rammen; 3,5 cm (1,38 in.) på motor
Maksimal brugervægt	125 kg (275 lbs.)
Standard sædeenhed	Type: Foldbare støbt plast, Materiale: Sort Vinyl, Vægt: 10,2 kg (22,5 lbs.)
Baghjulstræk	Baghjulstræk, forseglede transaksel, 24-volt DC motor
Bremser	Regenerativ og elektromekaniske
Dæk	Type: Solide Forreste: 3-hjul: 5 cm x 20,3 cm (2 in. x 8 in.); 4-hjul: 5 cm x 17,78 cm (2 in. x 7 in.) Bageste: 3-hjul/4-hjul: 6,35 cm x 20,3 cm (2,50 in. x 8 in.)
Batteritype^{3, 6}	12-volt, dyb-cyklus Størrelse: 12 Ah standard (18 Ah valgfri)
Batterienhed Vægt	12 Ah: 8,8 kg (19,5 lbs.) 18 Ah: 13,4 kg (29,5 lbs.)
Oplader	Løs oplader

¹ Varierer med brugerens vægt, terræn type, batteri amp-timer (Ah), opladning, batteri tilstand og dækslid. Denne specifikation kan variere + 10%, -5%.

² Som følge af fabrikationstolerancer og løbende produktforbedring, kan denne specifikation variere (+ -) 3%.

³ AGM eller Gel-Cell type påkræves. Se IV. "Batterier og opladning."

⁴ Testet i overensstemmelse med ANSI/RESNA, WC Vol. 2, afsnit 4 & ISO 7176-4 standarder. Beregningsresultaterne er baseret teoretiske kalkulationer ud fra batteri specifikationer og styre systemets ydeevne. Tests er udført ved maksimal vægt kapacitet.

⁵ Inkluderer standardsæde.

⁶ Batterivægt kan variere afhængigt af producenten.

BEMÆRK: Dette produkt overholder alle gældende ANSI/RESNA testkrav og ISO 7176-serien EN12184 standarder. Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

